

## ISORAPID SPRAY

### ПРОДУКТ:

#### ISORAPID SPRAY

Специален продукт за бърза дезинфекция на медицинско оборудване, цели повърхности и инструменти (по смисъла на директива 93/42/ЕЕС). Може да бъде използван и за други малки повърхности. Без алдехиди. Биоразградимо. **Готов за употреба разтвор.**

### УПОТРЕБА:

Навлажнете цялостно повърхностите и обектите, оставете да подейства, подсушете, ако е необходимо. Преди употреба върху деликатни материали тествайте съвместимостта на продукта с материалите.

### СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

• Бактерицидно, фунгицидно, MRSA (DGHM)	60 секунди
• Туберкулоцидно	60 секунди
• Хепатит В вкл. HIV	30 секунди
• Хепатит С	30 секунди
• Коронавирус (SARS)	30 секунди
• Адено вирус	60 секунди
• Антибиотик-резистентни бактерии	60 секунди
• Микобактериално	60 секунди
• BVDV	30 секунди
• Херпес симплекс вирус	15 секунди
• Инфлуенца А вирус	15 секунди
• Pseudorabies virus	30 секунди
• Vaccinia virus	15 секунди
• Non-enveloped virus	60 секунди
• Enveloped virus	30 секунди
• Poliovirus	60 секунди
• Polyomavirus	60 секунди
• Rotavirus	15 секунди

### СЪСТАВ В 100 г.:

20g ethanol, 28 g 1-propanol, 0.1g quaternary ammonium compounds

### ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

Прозрачна безцветна течност с характерен аромат.  
Точка на възпламеняване : 26°C (DIN 51 755)

плътност (20°C) ~0,906 g/ml (g/cm<sup>3</sup>)

### ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

LD<sub>50</sub> – Стойност: >5000 mg/kg  
/1/2 летална доза/

### РЕГИСТРАЦИЯ:

CE 0483                      Germany: DGHM listed

<b>СРОК НА ГОДНОСТ:</b>	48 месеца от датата на производство.
<b>ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:</b>	R10 Запаливо. R41 Риск от сериозно увреждане на очите. S2 Да се пази от деца <b>S16 да се пази далеч от източници на възпламеняване. Да не се пуши S23 Не вдишвайте шпрея. S 25 Избягвайте контакт с очите S26 При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ . S51 да се използва в добре проветриви помещения.</b>
<b>ОПАКОВКИ: УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:</b>	125 мл, 250 мл, 500 мл, 1 литър, 2 литра,5 литра <b>Инструкции за безопасно поддържане</b> <b>-Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:</b> По време на работа с продукта може да се отделят запалими летливи компоненти. Изпаренията могат да причинят експлозия в комбинация с въздуха. Дръжте настрана всякакви източници на възпламеняване. Не пушете. <b>Изисквания за избора на складово помещение и контейнера</b> <b>-Допълнителни напътствия за условията на съхранение:</b> Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте при стайна температура.

Дентално депо Булад Дент , гр.София, ул. „Николай Коперник“ 44, тел. 02/971 48 41, 02/971 48 44

[www.buladdent.com](http://www.buladdent.com)  
[bulad@mreja.net](mailto:bulad@mreja.net)

04.2019 год.